

Real-Time-Cycler/QPCR-Platten-Kompatibilitätsliste



30-SP-0037W
 30-SP-0446
 30-SP-1900
 30-SP-9610
 34-340-0050
 34-350-0050
 34-360-0050
 34-370-0050

QPCR-Platte	30-SP-0037W	30-SP-0446	30-SP-1900	30-SP-9610	34-340-0050	34-350-0050	34-360-0050	34-370-0050
Real-Time-Cycler								
ABI								
PRISM® 7000, 7300, 7500, 7700		•		•		•		•
PRISM® 7900HT		•						•
FAST 7500, 7900, 7900HT			•					
StepOne Plus™			•					
Bio-Rad								
iCycler™ IQ				•		•		
iQ™4, iQ™5				•		•		
MiQ™				•		•		
CFX 96					•		•	
Bio-Rad/MJ Research								
Opticon™	•				•		•	
Opticon 2™	•				•		•	
Chromo 4™	•				•		•	
Eppendorf								
Mastercycler® ep realplex	•	•	•	•	•	•	•	
Stratagene								
Mx3000P™				•		•		
Mx3005P™				•		•		
Mx4000P®				•		•		
Techne								
Quanta®	•							

QPCR-Platten:

- 30-SP-0037W my-Budget "96 well" PCR-Platten, mit Rahmen (Skirted), Low Profile, 25 Platten, weiß
- 30-SP-0446 my-Budget "96 well" QPCR-Platten, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), Oberseite umrahmt, 25 Platten, transparent
- 30-SP-1900 my-Budget "96 well" QPCR-Platten, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), Oberseite umrahmt, Low Profile, 25 Platten, transparent
- 30-SP-9610 my-Budget "96 well" PCR-Platten, ohne Rahmen (non-Skirted), 25 Platten, weiß
- 34-340-0050 FrameStar "96 well" PCR-Platten QPCR, ohne Rahmen (non-Skirted), Low Profile, 50 Platten, schwarzer Rahmen, weiße Wells
- 34-350-0050 FrameStar "96 well" PCR-Platten QPCR, ohne Rahmen (non-Skirted), 50 Platten, schwarzer Rahmen, weiße Wells
- 34-360-0050 FrameStar "96 well" PCR-Platten QPCR, mit Rahmen (Skirted), 50 Platten, schwarzer Rahmen, weiße Wells
- 34-370-0050 FrameStar "96 well" PCR-Platten QPCR, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), 50 Platten, schwarzer Rahmen, weiße Wells