

01-2012
gültig bis 29. Feb. 2012

Bio-Budget
Technologies GmbH



Etat sichern -
jetzt bestellen!

NEU!

Kühl-Thermomixer MKR 13

- Kühlung bis 16°C unter Raumtemperatur
- Sehr schnelle Heiz- und Kühlraten
- Flexibel programmierbar
- Große Auswahl an Wechselblöcken
- Zuverlässig und präzise

Details auf Seite 2!



Bequemer geht's nicht. Alle Produkte
auswählen und bestellen:
www.biobudget-shop.de
Der Online-Service von **Bio-Budget!**

developing you.

Thermomixer und Block-Thermostate

Kühl-Thermomixer MKR 13

- Großer Temperatur-Bereich: RT - 16°C bis +100°C
- Hohe Temperier-Genauigkeit
- Sehr schnelle Heiz- und Kühlraten von bis zu 7°C/sec
- Bis zu 9 Programme mit insg. 30 Schritten
- Timer, Intervall-Schütteln und Short-Mix-Funktion
- 30 verschiedene Wechselblöcke erhältlich

Artikel-Nr. 96-01-MKR13A



NEU!

Statt 2.205,- € nur 1.984,50 €

=10% Preisvorteil! Inkl. 1 Standard-Wechselblock.
(Preis gültig bis 31.12.2011)

Kühl-Thermomixer MHL 23

- Für 1 oder 2 Blöcke
- Lineare Schüttelbewegung für maximales Mischen
- Großer Temperatur-Bereich: RT +3°C bis +130°C
- Hohe Temperier-Genauigkeit
- Bis zu 9 Programme mit insg. 30 Schritten
- Timer, Intervall-Schütteln und Short-Mix-Funktion
- 30 verschiedene Wechselblöcke erhältlich

Artikel-Nr. 96-01-MHL23



NEU!

Statt 1.895,- € nur 1.800,25 €

=5% Preisvorteil! Ohne Blöcke.
(Preis gültig bis 31.12.2011)

Kühl-Blockthermostat TK 23

- Für 1 oder 2 Blöcke
- Großer Temperatur-Bereich: RT - 16°C bis +90°C
- Hohe Temperier-Genauigkeit
- Bis zu 9 Programme mit insg. 30 Schritten
- Timer, Intervall-Schütteln und Short-Mix-Funktion
- 30 verschiedene Wechselblöcke erhältlich

Artikel-Nr. 96-01-TK23A



NEU!

Statt 1.885,- € nur 1.583,40 €

=16% Preisvorteil! Inkl. 1 Standard-Wechselblock.
(Preis gültig bis 31.12.2011)

Block-Thermostat TH 21

- Preisgünstiges Basismodell
- Für 1 oder 2 Blöcke
- Großer Temperatur-Bereich: RT +3°C bis +130°C
- Hohe Temperier-Genauigkeit
- Sehr schnelle Heiz- und Kühlraten von bis zu 6°C/sec
- 30 verschiedene Wechselblöcke erhältlich
- Einfache Bedienung, Timer

Artikel-Nr. 96-01-TH21



NEU!

Statt 895,- € nur 850,25 €

=5% Preisvorteil! Ohne Blöcke.
(Preis gültig bis 31.12.2011)

Alle Geräte auf dieser Seite werden in Deutschland konstruiert und produziert.

Jetzt bestellen! Telefon: 02151 - 65 20 830 / www.biobudget-shop.de

Doc-Print™ VX2-1100



Das Geldokumentationssystem im „all-inclusive“-Paket!

Komplett PC-unabhängiges Geldokumentationssystem für einfache und schnelle Aufnahmen. Die Kamera mit Zoomobjektiv und Universal-Filter für Ethidiumbromid und alternative Farbstoffe ist auf der hochwertigen Dunkelkammer CN-1100 montiert. Der integrierte, komplett ausziehbare UV-Tisch ECX-26M verfügt über eine Filterfläche von 21 x 26 cm und eine Wellenlänge von 312 nm. Die Weißlichtquelle hilft im „Live“-Modus beim Platzieren des Gels. Aufnahmen sind dank der Schnellaufnahmetaste mit nur einem Knopfdruck möglich. Die Bilder können ausgedruckt, intern gespeichert oder auf USB-Laufwerke übertragen werden. Die im Lieferumfang enthaltene Software **Photo-Capt** erlaubt einfache Analysen wie z.B. Molekulargewichtsberechnung oder Colony Counting, das Hinzufügen von Kommentaren, Datum, Zeit etc. Sie kann auf einer beliebigen Anzahl an PCs installiert werden.

NEU!

Statt 7.315,- € nur 6.945,- €

=5% Preisvorteil!

Artikel-Nr. 40-DOC-VX1100

Mit Dunkelkammer CN-1100 und UV-Tisch ECX-26M.
Auf Anfrage auch als Doc-Print VX2 Geldokumentationssystem mit Lichtschutzhaube anstelle der Dunkelkammer erhältlich.




my-Budget *techline* UV-Tische

Qualität zahlt sich aus!

my-Budget techline UV-Tische sind absolut hochwertig verarbeitet mit stabilem Metallgehäuse, beweglichen UV-Schutzschilden, speziell ausgesuchten Filterplatten und moderner Elektronik. Erhältlich sind verschiedene Modelle, z.B. umschaltbare UV-Tische für schonendes Ausschneiden von Banden aus dem Gel, Super-Bright-Tische für kontrastreiche Aufnahmen selbst schwächster Banden sowie die bewährten Standard-UV-Tische.

Erhältlich ab 779,- €



Labcyler von SensoQuest

Labcyler

- Sehr schnelle, extrem homogen temperierte Blöcke aus vergoldetem Silber
- Absolut benutzerfreundliche Bedienung, vielfältige Funktionen
- Hohe Flexibilität durch austauschbare Blöcke (96-, 48- und 384-Well-Format), nachrüstbare Gradientenfunktion

Artikel-Nr. 95-2000-096 **5.875,- €** (Inkl. 96-Well-Silberblock)



Labcyler gradient

- Gradient von bis zu 40°C (+/- 20° C) über den gesamten Temperaturbereich einstellbar
- Ideal für die Optimierung von PCR-Protokollen
- Identische Funktionen und Bedienung wie Labcyler

Artikel-Nr. 95-1000-096 **6.575,- €** (Inkl. 96-Well-Silberblock und Gradientenfunktion)



Vorteilspaket 1*:

Beim Kauf eines Labcyclers oder Labcyclers gradient bis zum 31.12.2011 erhalten Sie 5 x 1.000 µl my-Budget 5x PCR-Mastermix oder 5 x 1.000 µl my-Budget 5x PCR-Mastermix „Ready-to-Load“ gratis!

Labcyler compact

- Kompaktes Design, dennoch Platz für 48 Proben
- Intuitive Bedienung mit farbigem „Fulloperating“-Touchscreen-Display
- Software identisch mit Labcyclern der Premium-Klasse
- Hohe Amplifikationsgeschwindigkeiten, dennoch äußerst energiesparend und leise

Artikel-Nr. 95-3000-048 **2.895,- €** (Inkl. 48-Well-Aluminiumblock)



Labcyler compact gradient

- Kompaktes Design, dennoch Platz für 48 Proben
- Gradient von bis zu 20°C (+/- 10°C) über den gesamten Temperaturbereich einstellbar
- Intuitive Bedienung mit farbigem „Fulloperating“-Touchscreen-Display
- Software identisch mit Labcyclern der Premium-Klasse
- Hohe Amplifikationsgeschwindigkeiten, dennoch äußerst energiesparend und leise

Artikel-Nr. 95-3000-048g **3.095,- €** (Inkl. 48-Well-Aluminiumblock und Gradientenfunktion)



Vorteilspaket 2*:

Beim Kauf eines Labcyclers compact oder Labcyclers compact gradient bis zum 31.12.2011 erhalten Sie 3 x 1.000 µl my-Budget 5x PCR-Mastermix oder 3 x 1.000 µl my-Budget 5x PCR-Mastermix „Ready-to-Load“ gratis!

Auch als *Labcyler compact silver* mit Silberblock für noch höhere Heiz- und Kühlraten erhältlich.

my-Budget 5x PCR-Mastermix

Gebrauchsfertige Lösung für die PCR. Beinhaltet Taq, dNTPs, Reaktionspuffer und MgCl₂ in optimierter Zusammensetzung. Sehr hohe Temperaturstabilität, dadurch Lagerung bei Raumtemperatur möglich.

1 x 1.000 µl	(100 Reaktionen à 50 µl)	statt 45,- €	nur 42,- €
5 x 1.000 µl	(100 Reaktionen à 50 µl)	nur 37,- €	(pro 1.000 µl)
10 x 1.000 µl	(100 Reaktionen à 50 µl)	nur 34,- €	(pro 1.000 µl)

ab
34,- €

Artikel-Nr. 80-61001000

my-Budget 5x PCR-Mastermix „Ready-to-Load“

Gebrauchsfertige Lösung für die PCR, bereit zum Gelauftrag. Beinhaltet Taq, dNTPs, Reaktionspuffer, MgCl₂ und Farbstoff in optimierter Zusammensetzung. Sehr hohe Temperaturstabilität, dadurch Lagerung bei Raumtemperatur möglich.

1 x 1.000 µl	(100 Reaktionen à 50 µl)	statt 55,- €	nur 52,- €
5 x 1.000 µl	(100 Reaktionen à 50 µl)	nur 42,- €	(pro 1.000 µl)
10 x 1.000 µl	(100 Reaktionen à 50 µl)	nur 39,- €	(pro 1.000 µl)

ab
39,- €

Artikel-Nr. 80-62001000

my-Budget 5x QPCR Mix

Gebrauchsfertige Lösung für die quantitative PCR. Zur Verwendung mit Sonden. Beinhaltet Hot-Start-Taq, 5x Reaktionspuffer, MgCl₂ und dNTPs. Mit oder ohne ROX-Farbstoff als interne Referenz erhältlich. Sehr hohe Temperaturstabilität, dadurch Lagerung bei Raumtemperatur möglich.

1 x 1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 65,00 €	nur 59,- €
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	nur 55,80 €	(pro 1.000 µl)
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	nur 53,80 €	(pro 1.000 µl)

ab
53,80 €

Artikel-Nr. 80-5301000 Artikel-Nr. 80-5201000 (ROX) Artikel-Nr. 80-5401000 (für Kapillaren)

my-Budget 5x EvaGreen® QPCR Mix

Gebrauchsfertige Lösung für die quantitative PCR mit interkalierendem Farbstoff. Alternative zu SYBR® Green. Beinhaltet Hot-Start-Taq, EvaGreen®-Farbstoff, 5x QPCR-Reaktionspuffer, MgCl₂ und dNTPs. Mit oder ohne ROX-Farbstoff als interne Referenz erhältlich. Sehr hohe Temperaturstabilität, dadurch Lagerung bei Raumtemperatur möglich.

1 x 1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 119,00 €	nur 105,- €
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	nur 95,80 €	(pro 1.000 µl)
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	nur 91,80 €	(pro 1.000 µl)

ab
91,80 €

Artikel-Nr. 80-5901000 Artikel-Nr. 80-5801000 (ROX) Artikel-Nr. 80-5701000 (für Kapillaren)

EvaGreen® ist eine eingetragene Marke und lizenziert für den Verkauf durch die BIOTIUM, Inc., Hayward, CA, USA. The purchase of this product conveys to the buyer the non-transferable right to use the purchased amount of the product and components of the product in research conducted by the buyer, where such research does not include testing, analysis or screening services for any third party in return for compensation on a per test basis. The buyer cannot sell or otherwise transfer (a) this product (b) its components or (c) materials made using this product or its components to a third party or otherwise use this product or its components or materials made using this product or its components for Commercial Purposes. SYBR® ist eine eingetragene Marke der Molecular Probes, Inc.

Eine Auflistung der kompatiblen Real-Time-Cycler finden Sie auf unserer Homepage unter www.biobudget-shop.de im Bereich „Download“.

PCR-Reagenzien und -Plastik

my-Budget dNTP-Sets (Konzentration: 100 mM je dNTP)

dATP, dCTP, dGTP, dTTP, gelöst in TE-Puffer.

1 x 25 µmol je dNTP,	je 250 µl	statt 89,00 €	nur 65,- €
4 x 25 µmol je dNTP,	je 4 x 250 µl	nur 54,75 €	(pro 25 µmol)
10 x 25 µmol je dNTP,	je 10 x 250 µl	nur 49,00 €	(pro 25 µmol)

ab
49,- €

Artikel-Nr. 80-85010250

my-Budget dNTP-Mixe (Konzentration: 20 mM je dNTP)

dATP, dCTP, dGTP, dTTP, gelöst in TE-Puffer.

1 x 5 µmol je dNTP,	250 µl	statt 46,00 €	nur 29,- €
5 x 5 µmol je dNTP,	5 x 250 µl	nur 19,80 €	(pro 5 µmol)
10 x 5 µmol je dNTP,	10 x 250 µl	nur 17,90 €	(pro 5 µmol)

ab
17,90 €

Artikel-Nr. 80-80010250

my-Budget Taq-DNA-Polymerase

Hochprozessive 5' → 3' DNA-Polymerase mit 5' → 3' Exonukleaseaktivität. Eine 3' → 5' Exonukleaseaktivität fehlt vollständig. Durch 3'-A-Überhänge ideal für TA-Klonierungen geeignet. Sehr hohe Temperaturstabilität, dadurch Lagerung bei Raumtemperatur möglich. Konzentration: 5 U/µl.

1 x 500 Units	statt 95,00 €	nur 65,- €
5 x 500 Units	nur 55,00 €	(pro 500 Units)
20 x 500 Units	nur 49,00 €	(pro 500 Units)

ab
49,- €

Artikel-Nr. 80-60010100

my-Budget Adhäsive PCR-Folie

Durchsichtige, selbstklebende Folie, temperaturstabil von -20°C bis +120°C.

1 x 100 Folien	statt 89,- €	nur 79,- €
2 x 100 Folien	nur 79,- €	(pro 100 Folien)
5 x 100 Folien	nur 74,- €	(pro 100 Folien)

ab
74,- €

Artikel-Nr. 30-SP-0027

my-Budget „96 well“ PCR-Platten

Transparent und dünnwandig, mit oder ohne Rahmen. Mit alphanumerischer Beschriftung.

1 x 25 Platten	statt 99,- €	nur 89,- €
5 x 25 Platten	nur 79,- €	(pro 25 Platten)
10 x 25 Platten	nur 69,- €	(pro 25 Platten)

ab
69,- €

Artikel-Nr. 30-SP-9600 (non-skirted)
Artikel-Nr. 30-SP-0037 (skirted)

Artikel-Nr. 30-SP-0127 (semi-skirted)
Artikel-Nr. 30-SP-0029 (low Profile)

Alle Plastik-Artikel auf dieser Seite sind frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen und humaner DNA.

Jetzt bestellen! Telefon: 02151 - 65 20 830 / www.biobudget-shop.de

my-Budget Qualitätsagarose

Sehr leicht lösliche Universalagarose für alle molekularbiologischen Anwendungen. Für die Gelaufftrennung von Nukleinsäuren im Bereich von 50 bp bis 50 kbp. Sowohl für analytische als auch für präparative Gele bestens geeignet.

1 x 500 g **statt 219,- € nur 197,10 €**
2 x 500 g bis 4 x 500 g **statt 189,- € nur 170,10 €** (pro 500 g)

=10% Preisvorteil!

Artikel-Nr. 10-35-1020



my-Budget LowMelt-Agarose

Agarose mit niedriger Schmelztemperatur zur besonders schonenden Isolierung von Nukleinsäuren und Proteinen aus Gelen. Erlaubt „In-Gel“-Techniken wie enzymatische Verdauung, Ligation, Markierungsreaktionen usw. Hohe optische Durchlässigkeit.

Packungseinheit 25 g **statt 99,- € nur 89,10 €** (10% Ersparnis)

Artikel-Nr. 10-36-1010

Packungseinheit 100 g **statt 349,- € nur 296,65 €** (15% Ersparnis)

Artikel-Nr. 10-36-1020

Packungseinheit 250 g **statt 829,- € nur 696,36 €** (16% Ersparnis)

Artikel-Nr. 10-36-1030



my-Budget 1 kb DNA-Leiter


Konzentration 200 µg/ml

50 µg **39,- €** Artikel-Nr. 85-1000-050
250 µg **89,- €** Artikel-Nr. 85-1000-250

my-Budget 1 kb DNA-Leiter Premium

Konzentration 200 µg/ml, mit 6-fach Ladepuffer Orange G

50 µg **42,- €** Artikel-Nr. 85-1100-050
250 µg **99,- €** Artikel-Nr. 85-1100-250



my-Budget Elektroporations-Küvetten

- Kompatibel mit allen gängigen Elektroporationssystemen
- Drei verschiedene Spaltbreiten
- Kurze oder lange Elektrode
- Optimale Probenrückgewinnung
- Einfache Handhabung, leicht zu öffnende Verpackung
- Spezielles Deckeldesign für steriles Arbeiten
- Höchste Verarbeitungs- und Materialqualität, intensive Qualitätskontrollen

Artikel-Nr.: 75-01-LE / 75-01-SE / 75-02-LE / 75-02-SE / 75-04-LE
(je nach gewünschter Spaltbreite und Elektrodenlänge)

50 Stück **statt 138,- € nur 118,- €**



Fragen Sie uns nach weiteren Informationen oder einem kostenlosen Muster!

Defence Pro

Bietet Schutz vor Spritzern, Aerosolen und falsch-positiven Proben. Proteine, DNA und RNA werden durch eine Sperrschicht im Flüssigabfall zurückgehalten. Einfache Anwendung.

500 ml **statt 54,45 € nur 49,- €** (10% Ersparnis)

Artikel-Nr. 62-100-500



NEU!

FrameStrip™ 8er-Strips 0,2 ml

2-Komponenten-Design. Verzugsfreier, beschriftbarer Rahmen, daher kein Verkleben im Thermocycler. Dünnwandige Gefäße für optimalen Wärmetransfer während der PCR.

In verschiedenen Farben erhältlich, u.a. mit schwarzem Rahmen und weißen Gefäßen für QPCR.

Je 120 Tube- und Deckelstreifen **nur 69,- €**

5x 120 Tube- und Deckelstreifen **nur 64,- €** (pro 120 Stück)

10x 120 Tube- und Deckelstreifen **nur 59,- €** (pro 120 Stück)

Artikel-Nr. 34-230-B/-R/-G/-V/-S (je nach Rahmenfarbe, gewölbte Deckel)

Artikel-Nr. 34-260-B/-R/-G/-V/-S (je nach Rahmenfarbe, flache Deckel, QPCR geeignet)

Artikel-Nr. 34-265-SW (schwarzer Rahmen, weiße Gefäße, flache Deckel, QPCR geeignet)



NEU!



Vorteilspakete:

* Bitte geben Sie unbedingt bei Ihrer Bestellung das Stichwort „Vorteilspaket“ mit an, wenn Sie von dieser Aktion Gebrauch machen möchten und teilen Sie uns mit, für welche Produktzugabe Sie sich entschieden haben.

...schon bestellt?

Nutzen Sie die Bestellmöglichkeit über unseren Webshop www.biobudget-shop.de!
Wir beraten Sie gerne auch vor Ort. Rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin.
Sie erreichen uns unter:

Telefon: 02151 - 65 20 830 info@bio-budget.com

Telefax: 02151 - 65 20 835 www.bio-budget.com

Bio-Budget Technologies GmbH

Dießemer Bruch 150

47805 Krefeld

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Ab 250,- € Nettoauftragswert übernehmen wir für Sie die Verpackungs- und Frachtkosten. Unsere AGB's können Sie unter www.bio-budget.com einsehen.



01-2012
gültig bis 29. Feb. 2012