

03-2018
gültig bis 31. Jan. 2019

Bio-Budget 
Technologies GmbH

Zeitgemäß bestellen? –
Am besten bei
Bio-Budget!

Umweltschutz maximieren

Arbeit optimieren

Kosten minimieren



Modernes Labormanagement

Seit der Gründung von Bio-Budget 2004 sind die **my-Budget** PCR-Reagenzien ein Schwerpunkt im Produktsortiment. Im Laufe der Jahre hat sich unser Angebot in diesem Sektor kontinuierlich erweitert, jedoch sind folgende Punkte nach wie vor von besonderer Wichtigkeit für uns und unsere Kunden:

Umweltschutz maximieren

Durch ein spezielles Verfahren sind alle **my-Budget** PCR-Reagenzien 4 Wochen bei Raumtemperatur stabil. Dadurch entfällt selbst im Sommer der gekühlte Versand mit Kryobox-Verpackung. Die Umwelt wird gleich mehrfach geschont, da zum einen kein Styroporabfall entsteht, zum anderen keine Kühllakkus oder Trockeneis benötigt werden und vorrätig gehalten werden müssen. Das transportierte Paketvolumen ist deutlich geringer, zusätzlich versenden wir natürlich CO₂-neutral. Durch unseren Premiumpartner UPS ist gewährleistet, dass die Lieferungen Sie immer schnell und in gutem Zustand erreichen.

Abläufe optimieren

Das Optimieren Ihrer Arbeitsabläufe geschieht besonders einfach durch geringeren Zeitaufwand und einfache Handhabung. Bei 4-wöchiger Stabilität der PCR-Reagenzien bei Raumtemperatur und sogar 6-monatiger Stabilität im Kühlschrank ersparen Sie sich das lästige, zeitraubende und qualitätsmindernde Einfrieren und Auftauen. Da wir auch die größeren Verkaufsgebilde in praktischen Aliquots ausliefern, ist immer gewährleistet, dass Sie schnell ein gebrauchsfertiges,

optimal arbeitendes und kontaminationsfreies Reagenz zur Hand haben. Viele Produkte sind als vorgemischter Mastermix erhältlich, wodurch Pipettierschritte vermieden, Fehlerraten verringert und Abläufe effizienter werden. Die hervorragende Chargenkontinuität stellt sicher, dass Ihre Experimente immer einwandfrei funktionieren!

Kosten minimieren

Bio-Budget betreibt eine umfangreiche Lagerhaltung und gewährleistet dadurch, dass bei über 99 % der Reagenzien-Bestellungen zumindest eine Teillieferung innerhalb von 24 Stunden versendet werden kann. Diese ist für unsere Kunden ohne zusätzliche Kosten und gewährleistet, dass die Experimente immer zeitnah durchgeführt werden können. Grundsätzlich erheben wir keine Mindermengenzuschläge oder haben andere versteckte Kosten bei kleinen Bestellungen. Bei größeren Einkäufen ab einem Nettoauftragswert von 250,- € übernehmen wir alle Verpackungs- und Frachtkosten für Sie, darunter erheben wir nur einen Anteil von 6,90 € auf Reagenzien. Unsere Listenpreise sind äußerst günstig, zudem bieten wir standardmäßig auch größere, voraliquotierte und noch preisgünstigere Verkaufseinheiten an.

Nutzen Sie diese Vorteile!

Rufen Sie uns an unter 02151/6520 830 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@bio-budget.de

PCR-Reagenzien



dNTP-Sets und -Mixe:

- Hochreine Nukleotide (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), gelöst in TE-Puffer
- Garantierte mehrjährige Stabilität, als Set oder praktischer Mix erhältlich
- Für alle PCR- und Amplifikationsanwendungen

my-Budget dNTP-Set

Nukleotide einzeln aliquotiert, Konzentration 100 mM je dNTP.

4 x 250 µl	statt 89,00 €	nur 71,20 €	Art.-Nr. 80-85010250 *■
4 Stk. 4 x 250 µl	statt 289,00 €	nur 231,20 €	Art.-Nr. 80-85011000 *■
10 Stk. 4 x 250 µl	statt 685,00 €	nur 548,20 €	Art.-Nr. 80-85012500 *■
20 Stk. 4 x 250 µl	statt 1.295,00 €	nur 1.036,00 €	Art.-Nr. 80-85015000 *■

my-Budget dNTP-Mixe

Nukleotide vorgemischt, Konzentration 20 mM je dNTP.

250 µl	statt 46,00 €	nur 32,20 €	Art.-Nr. 80-80010250 *■
5 x 250 µl	statt 189,00 €	nur 132,20 €	Art.-Nr. 80-80011250 *■
10 x 250 µl	statt 359,00 €	nur 251,30 €	Art.-Nr. 80-80012500 *■
20 x 250 µl	statt 679,00 €	nur 475,30 €	Art.-Nr. 80-80015000 *■

my-Budget Einzel-dNTPs


dATP, dCTP, dGTP, dTTP oder dUTP, Konzentration 100 mM.

250 µl **statt 29,00 €** **nur 24,65 €**

Art.-Nr. 80-86011250 (dATP); Art.-Nr. 80-86012250 (dCTP); Art.-Nr. 80-86013250 (dGTP); Art.-Nr. 80-86014250 (dTTP); Art.-Nr. 80-86010250 *■

*■ Kein Mindermengenzuschlag! Lieferung in praktischer Reagenzien-Dose oder -Schachtel.

*■ Keine Frachtkosten! Lieferung in praktischer Reagenzien-Dose oder -Schachtel.





Taq-DNA-Polymerasen:

- Breiter Einsatzbereich, auch für schwierige Amplifikationen
- Als normale oder Hot-Start-Variante erhältlich
- Extrem temperaturstabil, daher umweltfreundlicher Versand ohne Kühlung

my-Budget Taq-DNA-Polymerase


Universelles Enzym für breiten Anwendungsbereich.

1 x 500 Units	statt 85,00 €	nur 68,00 €	Art.-Nr. 80-60010100	*
5 x 500 Units	statt 395,00 €	nur 316,00 €	Art.-Nr. 80-60010500	*
10 x 500 Units	statt 745,00 €	nur 596,00 €	Art.-Nr. 80-60011000	*
20 x 500 Units	statt 1.380,00 €	nur 1.104,00 €	Art.-Nr. 80-60012000	*

my-Budget Hot-Start Taq-DNA-Polymerase

Spezifische Amplifikationen für breiten Anwendungsbereich.

1 x 500 Units	statt 135,00 €	nur 108,00 €	Art.-Nr. 80-66010100	*
5 x 500 Units	statt 635,00 €	nur 508,00 €	Art.-Nr. 80-66010500	*
10 x 500 Units	statt 1.195,00 €	nur 956,00 €	Art.-Nr. 80-66011000	*
20 x 500 Units	statt 2.265,00 €	nur 1.812,00 €	Art.-Nr. 80-66012000	*



PCR-Mastermixe:

- Einfaches Pipettieren, minimaler Arbeitsaufwand, hohe Reproduzierbarkeit
- Als 5x Mixe ideal: bei gering konzentrierten Proben
- Lagerung für 4 Wochen bei Raumtemperatur möglich

my-Budget 5x PCR-Mastermix

Gebrauchsfertige Lösung für breiten Anwendungsbereich.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 45,00 €	nur 40,50 €	Art.-Nr. 80-61001000	*
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 195,00 €	nur 175,50 €	Art.-Nr. 80-61005000	*
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 370,00 €	nur 333,00 €	Art.-Nr. 80-61010000	*
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 695,00 €	nur 625,50 €	Art.-Nr. 80-61020000	*

my-Budget 5x PCR-Mastermix „Ready-to-Load“

Mit Farbstoff zum direkten Beladen der Gele.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 69,00 €	nur 62,10 €	Art.-Nr. 80-62001000	*
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 325,00 €	nur 292,50 €	Art.-Nr. 80-62005000	*
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 615,00 €	nur 553,50 €	Art.-Nr. 80-62010000	*
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.165,00 €	nur 1.048,50 €	Art.-Nr. 80-62020000	*

my-Budget 5x Hot-Start Taq PCR-Mastermix

Spezifische Amplifikationen, auch für längere PCRs.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 59,00 €	nur 53,10 €	Art.-Nr. 80-63001000-75	*
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 275,00 €	nur 247,50 €	Art.-Nr. 80-63005000-75	*
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 515,00 €	nur 463,50 €	Art.-Nr. 80-63010000-75	*
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 975,00 €	nur 877,50 €	Art.-Nr. 80-63020000-75	*

my-Budget 5x Hot-Start Taq PCR-Mastermix „Ready-to-Load“

Spezifische Amplifikationen, Farbstoff zum direkten Beladen der Gele.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 69,00 €	nur 62,10 €	Art.-Nr. 80-64001000-75	*
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 325,00 €	nur 292,50 €	Art.-Nr. 80-64005000-75	*
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 615,00 €	nur 553,50 €	Art.-Nr. 80-64010000-75	*
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.165,00 €	nur 1.048,50 €	Art.-Nr. 80-64020000-75	*

my-Budget 5x Hot-Start Taq GC-Mastermix

Verbesserte Amplifikation bei GC-reichen Templates.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 99,00 €	nur 89,10 €	Art.-Nr. 80-65001000	*
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 470,00 €	nur 423,00 €	Art.-Nr. 80-65005000	*
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 895,00 €	nur 805,50 €	Art.-Nr. 80-65010000	*
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.700,00 €	nur 1.530,00 €	Art.-Nr. 80-65020000	*

Qualität von



QPCR-Mastermixe

- Einfaches Pipettieren, minimaler Arbeitsaufwand, hohe Reproduzierbarkeit
- Breiter Anwendungsbereich, Detektion mit Sonden
- Lagerung für 4 Wochen bei Raumtemperatur möglich

my-Budget 5x QPCR-Mix II (ROX)

Zum Einsatz mit Sonden, enthält ROX.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 65,00 €	nur 58,50 €	Art.-Nr. 80-5201000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 295,00 €	nur 265,50 €	Art.-Nr. 80-5205000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 560,00 €	nur 504,00 €	Art.-Nr. 80-5210000 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.065,00 €	nur 958,50 €	Art.-Nr. 80-5220000 *

my-Budget 5x QPCR-Mix II

Nur noch Template, Sonde, Primer und Wasser zugeben.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 65,00 €	nur 58,50 €	Art.-Nr. 80-5301000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 295,00 €	nur 265,50 €	Art.-Nr. 80-5305000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 560,00 €	nur 504,00 €	Art.-Nr. 80-5310000 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.065,00 €	nur 958,50 €	Art.-Nr. 80-5320000 *

my-Budget 5x QPCR-Mix Plus

Zum Einsatz mit Sonden, besonders breiter Anwendungsbereich. Mit dUTP/dTTP-Gemisch.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 119,00 €	nur 107,10 €	Art.-Nr. 80-5251000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 535,00 €	nur 481,50 €	Art.-Nr. 80-5255000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 995,00 €	nur 895,50 €	Art.-Nr. 80-5255111 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.895,00 €	nur 1.705,50 €	Art.-Nr. 80-5255555 *

Qualität von



EvaGreen® QPCR-Mastermixe

- Robuste und weniger toxische Alternative zu SYBR®-Farbstoffen
- Optimiert für ein breites Anwendungsspektrum
- Lagerung für 4 Wochen bei Raumtemperatur möglich

my-Budget 5x EvaGreen® QPCR-Mix II (ROX)

Nur noch Template, Primer und Wasser zugeben.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 119,00 €	nur 107,10 €	Art.-Nr. 80-5801000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 535,00 €	nur 481,50 €	Art.-Nr. 80-5805000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 995,00 €	nur 895,50 €	Art.-Nr. 80-5810000 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.895,00 €	nur 1.705,50 €	Art.-Nr. 80-5820000 *

my-Budget 5x EvaGreen® QPCR-Mix II

Sensitive Alternative zu SYBR®-Farbstoffen.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 119,00 €	nur 107,10 €	Art.-Nr. 80-5901000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 535,00 €	nur 481,50 €	Art.-Nr. 80-5905000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 995,00 €	nur 895,50 €	Art.-Nr. 80-5910000 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.895,00 €	nur 1.705,50 €	Art.-Nr. 80-5920000 *

my-Budget 5x EvaGreen® QPCR-Mix Plus

Besonders breiter Anwendungsbereich. Mit dUTP/dTTP-Gemisch.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 179,00 €	nur 161,10 €	Art.-Nr. 80-5851000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 849,00 €	nur 764,10 €	Art.-Nr. 80-5855000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.609,00 €	nur 1.448,10 €	Art.-Nr. 80-5855111 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 3.059,00 €	nur 2.753,10 €	Art.-Nr. 80-5855555 *

* Kein Mindestmengenzuschlag! Lieferung in praktischer Reagenzien-Dose oder -Schachtel.

* Keine Frachtkosten! Lieferung in praktischer Reagenzien-Dose oder -Schachtel.

03-2018
gültig bis 31. Jan. 2019

Bio-Budget 
Technologies GmbH

Für Ihr Labor – das ganze Spektrum!

Bio-Budget Technologies GmbH
Dießemer Bruch 150
47805 Krefeld

Telefon: 02151 - 65 20 830

Telefax: 02151 - 65 20 835

E-Mail: info@bio-budget.com

Web: www.bio-budget.com

Facebook: www.facebook.com/Biobudget.de

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Ab 250,- € Nettoauftragswert übernehmen wir für Sie die Verpackungs- und Frachtkosten. Unsere AGB finden Sie unter: www.bio-budget.com.

