



# Elektroporation



## Küvetten für reproduzierbare Elektroporationsergebnisse



- **Kompatibel für alle gängigen Elektroporationssysteme**
- **Drei verschiedene Spaltbreiten für unterschiedliche Anwendungen**
- **Höchste Verarbeitungs- und Materialqualität, umfangreiche Qualitätskontrollen**
- **Optimale Probenrückgewinnung**
- **Einfache Handhabung, steriles Arbeiten**

# Elektroporation



## Elektroporation

**kann so einfach sein!**

### Elektroporationsküvetten

- Spezielles Deckeldesign für steriles Arbeiten und Kontaminationsvermeidung
- Farbcodierte Deckel für einfache Unterscheidung der Spaltbreiten
- Kegelförmiger Boden bei 1 mm- und 2 mm-Küvetten zur optimalen Probenrückgewinnung und Reduzierung des Totvolumens
- Hochwertige Verarbeitung bester Materialien für gleichmäßige Pulserzeugung, hohe Transformationseffizienzen und optimale Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
- Steril und einzeln verpackt, leicht entnehmbar

#### Anwendung:

- 1 mm-Küvetten für Elektroporation bei sehr hohen Feldstärken (z. B. für *gram+* Bakterien)
- 2 mm-Küvetten für Elektroporation bei mittleren Feldstärken (z. B. für Bakterien, Hefen)
- 4 mm-Küvetten für Elektroporation bei geringen Feldstärken (z. B. für Zellen höherer Eukaryonten)

Artikel	Menge	Artikel-Nr.	Preis (€)
<b>my-Budget</b> 1 mm-Küvette, kurze Elektrode, roter Deckel	50 Stück	75-01-SE	<b>138,00</b>
<b>my-Budget</b> 1 mm-Küvette, lange Elektrode, roter Deckel	50 Stück	75-01-LE	<b>138,00</b>
<b>my-Budget</b> 2 mm-Küvette, kurze Elektrode, blauer Deckel	50 Stück	75-02-SE	<b>138,00</b>
<b>my-Budget</b> 2 mm-Küvette, lange Elektrode, blauer Deckel	50 Stück	75-02-LE	<b>138,00</b>
<b>my-Budget</b> 4 mm-Küvette, lange Elektrode, grüner Deckel	50 Stück	75-04-LE	<b>138,00</b>
<b>my-Budget</b> Einmalpipetten, für alle Küvetten geeignet	50 Stück	75-50-PP	<b>29,00</b>

### Cell-Survival-Kit: **Geben Sie Ihren Zellen eine Chance!**

- Zur signifikanten Erhöhung der Transfektionseffizienz und Überlebensrate eukaryontischer Zellen
- Deutliche Verbesserung gegenüber Standardpuffern oder Zellkulturmedien
- Reduzierung des „Zell-Traumas“ während der Elektroporation, optimale Erholung der Zellen
- Leicht anzuwendendes Protokoll
- Beinhaltet: Waschlösung, Elektroporationspuffer, ATP, Glutathion

Artikel	Menge	Artikel-Nr.	Preis (€)
<b>my-Budget</b> Cell-Survival-Kit	6 Transfektionen	75-06-EB	<b>85,00</b>
<b>my-Budget</b> Cell-Survival-Kit	24 Transfektionen	75-24-EB	<b>209,00</b>

Wir beraten Sie gerne auch vor Ort. Rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin.  
Sie erreichen uns unter:

Telefon: 02151 - 65 20 830  
Telefax: 02151 - 65 20 835  
E-Mail: [info@bio-budget.com](mailto:info@bio-budget.com)  
[www.bio-budget.com](http://www.bio-budget.com)

**Bio-Budget** Technologies GmbH  
Dießemer Bruch 150  
47805 Krefeld

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. Ab 250,- Euro  
Nettoauftragswert übernehmen wir für Sie die gesamten Verpackungs- und Frachtkosten. Unsere AGB's können Sie unter  
[www.bio-budget.com](http://www.bio-budget.com) einsehen.