

Thermocycler/PCR-Platten Kompatibilitätsliste



30-SP-0029 30-SP-0035 30-SP-0037 30-SP-0127 30-SP-0446 30-SP-1900 30-SP-9600 34-345-0050 34-355-0050 34-365-0050 34-375-0050 34-384-0050

PCR-Platte	30-SP-0029	30-SP-0035	30-SP-0037	30-SP-0127	30-SP-0446	30-SP-1900	30-SP-9600	34-345-0050	34-355-0050	34-365-0050	34-375-0050	34-384-0050
Thermocycler												
ABI												
Veriti 0.2ml 96 well					•						•	
GeneAmp® 2700/2720			•	•			•		•		•	
GeneAmp® 9600		•		•	•		•		•		•	
GeneAmp® 9700		•		•	•		•		•		•	•
GeneAmp® 9800 Fast Block					•							
Biometra												
Uno	•	•	•	•			•	•	•	•		
Uno II	•	•		•			•	•	•			
Tpersonal Cyclor			•		•							
T1 Thermocycler	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
T3 Thermocycler		•		•								•
TGradient	•	•	•	•			•	•	•	•	•	
TRobot	•	•	•	•			•	•	•	•		
Bio-Rad												
iCycler™				•			•		•			
MyCycler™				•			•		•			
C1000							•	•	•	•		•
S1000							•	•	•	•		•
Bio-Rad/MJ Research												
PTC100 96 well	•	•	•	•			•	•	•	•		
PTC200 DNA Engine™	•	•	•	•			•	•	•	•		•
PTC220/221 (DNA Dyad™)	•	•	•	•			•	•	•	•		•
PTC225 (DNA Tetrad™)	•	•	•	•			•	•	•	•		•
Corbett												
Palm Cyclor™	•		•				•		•			
Eppendorf												
Mastercycler® Gradient	•	•	•	•			•	•	•	•		
Mastercycler® EP Gradient	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
M384												•
Ericomp												
SingleBlock System	•	•		•			•	•	•			
TwinBlock System	•	•		•			•	•	•			
Deltacyclor I	•	•		•			•	•	•			
MWG												
Primus 96	•	•	•	•			•	•	•	•		
Primus 384												•
The Q-Lifecyclor	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
SensoQuest												
Labcyclor basic/gradient 96 well		•		•			•		•		•	
Labcyclor basic/gradient 384 well												•
Stratagene												
Robocyclor							•					•
Gradient Cyclor								•	•			
Takara												
TP 3000	•	•					•	•	•			•
Techne												
TC 412/512	•	•		•			•	•	•	•		•
Touchgene Gradient	•	•					•	•	•	•		•
Flexigene	•	•					•	•	•	•		•
Genius	•	•		•			•	•	•	•		•
Thermo												
PCR Express, Px2, PxE	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
MultiBlock System & MBS	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Touchdown	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Omnigene	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Omni-E	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•

Platten:

- 30-SP-0029 my-Budget "96 well" PCR-Platten, ohne Rahmen (non-Skirted), Low Profile, 25 Platten, transparent
- 30-SP-0035 my-Budget "48 well" PCR-Platten, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), 50 Platten, transparent, teilbar
- 30-SP-0037 my-Budget "96 well" PCR-Platten, mit Rahmen (Skirted), Low Profile, 25 Platten, transparent
- 30-SP-0127 my-Budget "96 well" PCR-Platten, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), 25 Platten, transparent, teilbar
- 30-SP-0446 my-Budget "96 well" QPCR-Platten, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), Oberseite umrahmt, 25 Platten, transparent
- 30-SP-1900 my-Budget "96 well" QPCR-Platten, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), Oberseite umrahmt, Low Profile, 25 Platten, transparent
- 30-SP-9600 my-Budget "96 well" PCR-Platten, ohne Rahmen (non-Skirted), 25 Platten, transparent
- 34-345-0050 FrameStar "96 well" PCR-Platten, ohne Rahmen (non-Skirted), Low Profile, 50 Platten, Rahmenfarbe transparent oder blau

34-355-0050 FrameStar "96 well" PCR-Platten, ohne Rahmen (non-Skirted), 50 Platten, Rahmenfarbe transparent oder blau

34-365-0050 FrameStar "96 well" PCR-Platten, mit Rahmen (Skirted), 50 Platten, Rahmenfarbe transparent oder blau

34-375-0050 FrameStar "96 well" PCR-Platten, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), 50 Platten, Rahmenfarbe transparent oder blau

34-384-0050 FrameStar "384 well" PCR-Platten, 50 Platten, Rahmenfarbe transparent oder blau