



# Elektroporation

## Küvetten für reproduzierbare Elektroporationsergebnisse



- **Kompatibel für alle gängigen Elektroporationssysteme**
- **Drei verschiedene Spaltbreiten für unterschiedliche Anwendungen**
- **Höchste Verarbeitungs- und Materialqualität, umfangreiche Qualitätskontrollen**
- **Optimale Probenrückgewinnung**
- **Einfache Handhabung, steriles Arbeiten**

# Elektroporation

## Elektroporation kann so einfach sein!

### Elektroporationsküvetten

- Spezielles Deckeldesign für steriles Arbeiten und Kontaminationsvermeidung
- Farbcodierte Deckel für einfache Unterscheidung der Spaltbreiten
- Kegelförmiger Boden bei 1 mm- und 2 mm-Küvetten zur optimalen Probenrückgewinnung und Reduzierung des Totvolumens
- Hochwertige Verarbeitung bester Materialien für gleichmäßige Pulserzeugung, hohe Transformationseffizienzen und optimale Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
- Steril und einzeln verpackt, leicht entnehmbar

#### Anwendung:

- 1 mm-Küvetten für Elektroporation bei sehr hohen Feldstärken (z. B. für gram+ Bakterien)
- 2 mm-Küvetten für Elektroporation bei mittleren Feldstärken (z. B. für Bakterien, Hefen)
- 4 mm-Küvetten für Elektroporation bei geringen Feldstärken (z. B. für Zellen höherer Eukaryonten)

Artikel	Menge	Art.-Nr.	Preis (€)
<i>my-Budget</i> 1 mm-Küvette, kurze Elektrode, roter Deckel	50 Stück	75-01-SE	155,00
<i>my-Budget</i> 1 mm-Küvette, lange Elektrode, roter Deckel	50 Stück	75-01-LE	155,00
<i>my-Budget</i> 2 mm-Küvette, kurze Elektrode, blauer Deckel	50 Stück	75-02-SE	155,00
<i>my-Budget</i> 2 mm-Küvette, lange Elektrode, blauer Deckel	50 Stück	75-02-LE	155,00
<i>my-Budget</i> 4 mm-Küvette, lange Elektrode, grüner Deckel	50 Stück	75-04-LE	155,00
<i>my-Budget</i> Einmalpipetten, für alle Küvetten geeignet	50 Stück	75-50-PP	29,00

Fragen Sie nach unseren Elektroporationsküvetten. Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses Muster oder unser komplettes [Katalogprogramm](#) zu. Sie erreichen uns unter:

Tel.: 02151 - 65 20 830

oder

per Mail: [info@bio-budget.de](mailto:info@bio-budget.de)



Wir beraten Sie gerne auch vor Ort. Rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin. Sie erreichen uns unter:

Telefon: 02151 - 65 20 830  
Telefax: 02151 - 65 20 835  
E-Mail: [info@bio-budget.de](mailto:info@bio-budget.de)  
[www.bio-budget.de](http://www.bio-budget.de)

**Bio-Budget** Technologies GmbH  
Dießemer Bruch 150  
47805 Krefeld

Alle Preise verstehen sich zzgl. der aktuell gültigen MwSt. Ab 250,- Euro Nettoauftragswert übernehmen wir für Sie die gesamten Verpackungs- und Frachtkosten. Unsere AGB's können Sie unter [www.bio-budget.de](http://www.bio-budget.de) einsehen.