

04-2019
gültig bis 31. März 2020

Bio-Budget 
Technologies GmbH

Aus eins mach zwei, mach viele –
PCR-Reagenzien
bei Bio-Budget!



Effektive Erststrangsynthese

Viele Fragestellungen in der Molekularbiologie basieren auf RNA, die für weitere Experimente in cDNA umgewandelt und danach in PCRs oder QPCRs vervielfältigt wird. **Bio-Budget** hat sein Produktsortiment erweitert und bietet ab sofort auch hochwertige und robuste Reagenzien an, die auf einer modifizierten und dadurch besonders temperaturstabilen M-MuLV-Polymerase basieren.

Besondere Eigenschaften der **my-Budget** cDNA-Reagenzien sind:

- Schnelle Amplifikationen in nur 15 Minuten
- Großer Einsatzbereich zwischen 37 °C und 60 °C
- Besonders temperaturstabil, dadurch umweltfreundlicher Versand und Lagerung bei Raumtemperatur möglich
- Erhältlich als Enzym, Kit oder Mixe

Wir informieren und beraten Sie gern.



cDNA-Synthese

Qualität von

Bio-Budget
Technologies GmbH

cDNA-Synthese-Reagenzien:

- Enzym, Kit und Mixe für die Erststrangsynthese
- Spezifische Amplifikationen bei hohen Temperaturen bis 60 °C möglich
- Besonders temperaturstabil, Lagerung bis zu 1 Monat bei Raumtemperatur

my-Budget Reverse Skript

Sehr robuste modifizierte M-MuLV-Polymerase. Konzentration 200 U/µl.

50 Reaktionen	statt 169,00 €	nur 143,65 €	Art.-Nr. 80-4000050
200 Reaktionen	statt 639,00 €	nur 543,15 €	Art.-Nr. 80-4000200
2 x 200 Reaktionen	statt 1.209,00 €	nur 1.027,65 €	Art.-Nr. 80-4000400

my-Budget cDNA-Synthese Kit

Alle Komponenten für die Erststrangsynthese (Enzym, RNase-Inhibitor, Puffer, dNTPs, Oligo (dT)- und Random-Primer).

50 Reaktionen	statt 295,00 €	nur 250,75 €	Art.-Nr. 80-4100050
200 Reaktionen	statt 1.055,00 €	nur 896,75 €	Art.-Nr. 80-4100200
2 x 200 Reaktionen	statt 1.995,00 €	nur 1.695,75 €	Art.-Nr. 80-4100400

my-Budget cDNA-Synthese Mixe

Gebrauchsfertige Mixe für die einfache Erststrangsynthese.

100 Reaktionen	statt 535,00 €	nur 454,75 €	Art.-Nr. 80-42x0100*
500 Reaktionen	statt 1.995,00 €	nur 1.695,75 €	Art.-Nr. 80-42x0500*
2 x 500 Reaktionen	statt 3.790,00 €	nur 3.221,50 €	Art.-Nr. 80-42x1000*
4 x 500 Reaktionen	statt 7.195,00 €	nur 6.115,75 €	Art.-Nr. 80-42x2000*

* Erhältlich als x =

1 = Mix mit Oligo (dT)-Primern

2 = Mix mit Random-Primern

3 = Mix mit Oligo (dT)- und Random-Primern

4 = Mix ohne Primer

Qualität von

Bio-Budget
Technologies GmbH

RNase-Inhibitor:

- Effiziente Inaktivierung von RNase A
- Für alle Arbeiten mit RNA geeignet
- Besonders temperaturstabil, Lagerung von bis zu 1 Monat bei Raumtemperatur möglich

my-Budget RNase-Inhibitor

Einsetzbar zwischen 37 °C und 50 °C. Konzentration 40 U/µl. 0,5 µl ausreichend für 20 µl-Ansätze.

50 Reaktionen	statt 69,00 €	nur 58,65 €	Art.-Nr. 80-4300050
200 Reaktionen	statt 235,00 €	nur 199,75 €	Art.-Nr. 80-4300200
2 x 200 Reaktionen	statt 445,00 €	nur 378,25 €	Art.-Nr. 80-4300400
4 x 200 Reaktionen	statt 845,00 €	nur 718,25 €	Art.-Nr. 80-4300800

Qualität von



QPCR-Mastermixe

- Einfaches Pipettieren, minimaler Arbeitsaufwand, hohe Reproduzierbarkeit
- Breiter Anwendungsbereich, Detektion mit Sonden
- Lagerung für 4 Wochen bei Raumtemperatur möglich

my-Budget 5x QPCR-Mix II (ROX)

Zum Einsatz mit Sonden, enthält ROX.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 65,00 €	nur 58,50 €	Art.-Nr. 80-5201000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 295,00 €	nur 265,50 €	Art.-Nr. 80-5205000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 560,00 €	nur 504,00 €	Art.-Nr. 80-5210000 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.065,00 €	nur 958,50 €	Art.-Nr. 80-5220000 *

my-Budget 5x QPCR-Mix II

Nur noch Template, Sonde, Primer und Wasser zugeben.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 65,00 €	nur 58,50 €	Art.-Nr. 80-5301000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 295,00 €	nur 265,50 €	Art.-Nr. 80-5305000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 560,00 €	nur 504,00 €	Art.-Nr. 80-5310000 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.065,00 €	nur 958,50 €	Art.-Nr. 80-5320000 *

my-Budget 5x QPCR-Mix Plus

Zum Einsatz mit Sonden, besonders breiter Anwendungsbereich. Mit dUTP/dTTP-Gemisch.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 119,00 €	nur 107,10 €	Art.-Nr. 80-5251000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 535,00 €	nur 481,50 €	Art.-Nr. 80-5255000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 995,00 €	nur 895,50 €	Art.-Nr. 80-5255111 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.895,00 €	nur 1.705,50 €	Art.-Nr. 80-5255555 *

Qualität von



EvaGreen® QPCR-Mastermixe

- Robuste und weniger toxische Alternative zu SYBR®-Farbstoffen
- Optimiert für ein breites Anwendungsspektrum
- Lagerung für 4 Wochen bei Raumtemperatur möglich

my-Budget 5x EvaGreen® QPCR-Mix II (ROX)

Nur noch Template, Primer und Wasser zugeben.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 119,00 €	nur 107,10 €	Art.-Nr. 80-5801000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 535,00 €	nur 481,50 €	Art.-Nr. 80-5805000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 995,00 €	nur 895,50 €	Art.-Nr. 80-5810000 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.895,00 €	nur 1.705,50 €	Art.-Nr. 80-5820000 *

my-Budget 5x EvaGreen® QPCR-Mix II

Sensitive Alternative zu SYBR®-Farbstoffen.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 119,00 €	nur 107,10 €	Art.-Nr. 80-5901000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 535,00 €	nur 481,50 €	Art.-Nr. 80-5905000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 995,00 €	nur 895,50 €	Art.-Nr. 80-5910000 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.895,00 €	nur 1.705,50 €	Art.-Nr. 80-5920000 *

my-Budget 5x EvaGreen® QPCR-Mix Plus

Besonders breiter Anwendungsbereich. Mit dUTP/dTTP-Gemisch.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 179,00 €	nur 161,10 €	Art.-Nr. 80-5851000 *
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 849,00 €	nur 764,10 €	Art.-Nr. 80-5855000 *
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 1.609,00 €	nur 1.448,10 €	Art.-Nr. 80-5855111 *
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 3.059,00 €	nur 2.753,10 €	Art.-Nr. 80-5855555 *

* Kein Mindestmengenzuschlag! Lieferung in praktischer Reagenzien-Dose oder -Schachtel.

* Keine Frachtkosten! Lieferung in praktischer Reagenzien-Dose oder -Schachtel.

PCR-Reagenzien

Qualität von



PCR-Mastermixe:

- Einfaches Pipettieren, minimaler Arbeitsaufwand
- Hohe Reproduzierbarkeit, geringe Fehlerrate
- Als 5x Mixe ideal bei gering konzentrierten Proben
- Lagerung für 4 Wochen bei Raumtemperatur möglich

my-Budget 5x PCR-Mastermix

Gebrauchsfertige Lösung für breiten Anwendungsbereich.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 45,00 €	nur 40,50 €	Art.-Nr. 80-61001000
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 195,00 €	nur 175,50 €	Art.-Nr. 80-61005000
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 370,00 €	nur 333,00 €	Art.-Nr. 80-61010000
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 695,00 €	nur 625,50 €	Art.-Nr. 80-61020000

my-Budget 5x PCR-Mastermix „Ready-to-Load“

Mit Farbstoff zum direkten Beladen der Gele.

1.000 µl	(250 Reaktionen à 20 µl)	statt 55,00 €	nur 49,50 €	Art.-Nr. 80-62001000
5 x 1.000 µl	(1.250 Reaktionen à 20 µl)	statt 245,00 €	nur 220,50 €	Art.-Nr. 80-62005000
10 x 1.000 µl	(2.500 Reaktionen à 20 µl)	statt 465,00 €	nur 418,50 €	Art.-Nr. 80-62010000
20 x 1.000 µl	(5.000 Reaktionen à 20 µl)	statt 885,00 €	nur 796,50 €	Art.-Nr. 80-62020000

RNA-Isolierung

Qualität von



RNA-Isolierungsreagenz:

- Klassische Einschritt-Flüssigphasen-Separation
- Gewinnung hochqualitativer Total-RNA
- Volumen an Ausgangsmaterial anpassbar

my-Budget RNAmagic

Für die schnelle und einfache Extraktion von Gesamt-RNA aus Geweben, Zellen, Bakterien, Pflanzen und vielen weiteren Ausgangsmaterialien.

1 x 100 ml	statt 125,00 €	nur 112,50 €	Art.-Nr. 56-1000-100
5 x 100 ml	statt 535,00 €	nur 481,50 €	Art.-Nr. 56-1000-500
10 x 100 ml	statt 1.015,00 €	nur 862,75 €	Art.-Nr. 56-1000-1000

Auch erhältlich: my-Budget **Bacteria magic** zur Unterstützung der Lyse bei schwer aufschließbaren Bakterien.

50 Reaktionen **nur 149,00 €** Art.-Nr. 55-7500-BL

Laborplastik

Qualität von



Elektroporationsküvetten:

- Kompatibel mit allen gängigen Elektroporationssystemen
- Spezielles Deckeldesign für steriles Arbeiten und einfache Handhabung
- Optimale Probenrückgewinnung

my-Budget 1 mm-Küvette (sehr hohe Feldstärken)

50 Stück (lange Elektrode)	statt 142,00 €	nur 120,70 €	Art.-Nr. 75-01-LE
50 Stück (kurze Elektrode)	statt 142,00 €	nur 120,70 €	Art.-Nr. 75-01-SE

my-Budget 2 mm-Küvette (mittlere Feldstärken)

50 Stück (lange Elektrode)	statt 142,00 €	nur 120,70 €	Art.-Nr. 75-02-LE
50 Stück (kurze Elektrode)	statt 142,00 €	nur 120,70 €	Art.-Nr. 75-02-SE

my-Budget 4 mm-Küvette (geringe Feldstärken)

50 Stück (lange Elektrode)	statt 142,00 €	nur 120,70 €	Art.-Nr. 75-04-LE
----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------



04-2019
gültig bis 31. März 2020



Für Ihr Labor – das ganze Spektrum!

Bio-Budget Technologies GmbH
Dießemer Bruch 150
47805 Krefeld

Telefon: 02151 - 65 20 830

Telefax: 02151 - 65 20 835

E-Mail: info@bio-budget.com

Web: www.bio-budget.com

Facebook: www.facebook.com/Biobudget.de

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Ab 250,- € Nettoauftragswert übernehmen wir für Sie die Verpackungs- und Frachtkosten. Unsere AGB finden Sie unter: www.bio-budget.com.

