

Kompatibilitätsliste Real-Time-Cycler/QPCR-Platten

QPCR-Platten	30-SP-0037W	30-SP-0446	30-SP-1900	30-SP-9610	34-340-0050	34-350-0050	34-360-0050	34-370-0050
Real-Time-Cycler								
ABI								
PRISM® 7000, 7300, 7500, 7700		•		•		•		•
PRISM® 7900HT		•						•
FAST 7500, 7900, 7900HT			•					
StepOne Plus™			•					
Bio-Rad								
iCycler™IQ				•		•		
iQ™4, iQ™5				•		•		
MyiQ™				•		•		
CFX 96					•		•	
Bio-Rad/MJ Research								
Opticon™	•				•		•	
Opticon 2™	•				•		•	
Chromo 4™	•				•		•	
Eppendorf								
Mastercycler® ep realplex	•	•	•	•	•	•	•	
Stratagene								
Mx3000P™				•		•		
Mx3005P™				•		•		
Mx4000P®				•		•		
Techne								
Quanta®	•							

QPCR-Platten:

30-SP-0037W:	my-Budget "96 well" PCR-Platten (25 Stück) mit Rahmen (Skirted), Low Profile, weiß
30-SP-0446:	my-Budget "96 well" QPCR-Platten (25 Stück) halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), Oberseite umrahmt, transparent
30-SP-1900:	my-Budget "96 well" QPCR-Platten (25 Stück) halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), Oberseite umrahmt, Low Profile, transparent
30-SP-9610:	my-Budget "96 well" PCR-Platten (25 Stück) ohne Rahmen (non-Skirted), weiß
34-340-0050:	FrameStar® "96 well" PCR-Platten QPCR (50 Stück) ohne Rahmen (non-Skirted), Low Profile, schwarzer Rahmen, weiße Wells
34-350-0050:	FrameStar® "96 well" PCR-Platten QPCR (50 Stück) ohne Rahmen (non-Skirted), schwarzer Rahmen, weiße Wells
34-360-0050:	FrameStar® "96 well" PCR-Platten QPCR (50 Stück) mit Rahmen (Skirted), schwarzer Rahmen, weiße Wells
34-370-0050:	FrameStar® "96 well" PCR-Platten QPCR (50 Stück) halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), schwarzer Rahmen, weiße Wells