

01-2019
gültig bis 30. Apr. 2019

Bio-Budget 
Technologies GmbH

DNA und RNA? –
Top-Qualität bei
Bio-Budget!



Darauf können Sie zählen!

Standard-Nukleinsäureisolierungskits findet man ohne lange Suche preisgünstig bei vielen Anbietern. Aber wie sieht es mit der Qualität der Kits und der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse aus? Funktioniert hier alles stets zuverlässig oder verlieren Sie unnötig Zeit bei Wiederholungen?

Was soll man bei anspruchsvolleren Ausgangsmaterialien verwenden, die eventuell zusätzlich nur in geringen Mengen vorliegen? Gibt es hier voroptimierte Lösungen oder müssen Sie selbst tüfteln?

Sind die gewonnenen Nukleinsäuren immer noch für alle Ihre Nachfolganwendungen geeignet und in ausreichender Konzentration vorhanden? Was benutzt man zur Isolierung von Gesamt-RNA mit einem breiten Größenspektrum?

Für diese Fragestellungen bietet **Bio-Budget** eine große Auswahl an Kits an! Nicht nur die Standardanwendungen wie Plasmidisolierung und PCR-Aufreinigung werden abgedeckt, insbesondere bei **genomischer DNA und RNA** beweisen wir anhand vieler Kits Kompetenz! Eine Auswahl davon finden Sie mit Sonderpreisen in diesem Flyer, andere auf unserer Homepage!

Überzeugen Sie sich selbst! Testen Sie unsere Produkte und freuen Sie sich über reproduzierbar gute Ergebnisse!

Nutzen Sie diese Vorteile!

Rufen Sie uns an unter 02151/6520 830 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@bio-budget.de!

RNA-Isolierung



RNA-Isolierungskits:

- Einfache Handhabung mit Silika-Zentrifugationssäulen
- Isolierte RNA sofort einsatzbereit für alle Nachfolganwendungen
- Hohe Chargenstabilität für gleichbleibend gute Ergebnisse
- DNA-Entfernung durch Zentrifugationsschritt
- RNAmagic: Klassische Einschritt-Flüssigphasen-Separation
- Hohe Ausbeute selbst bei schwierigen Proben

my-Budget RNA Mini Kit

Zur Präparation hochwertiger Gesamt-RNA aus Zellkulturen, Gewebeproben und Bakterien.

50 Präparationen	statt	189,00 €	nur	179,55 €	Art.-Nr. 56-2000-050
250 Präparationen	statt	769,00 €	nur	730,55 €	Art.-Nr. 56-2000-250
4x 250 Präparationen	statt	2.920,00 €	nur	2.774,00 €	Art.-Nr. 56-2000-1000

my-Budget micro RNA Kit

Hocheffiziente Aufreinigung kleiner RNA-Moleküle (z.B. micro RNAs).

50 Präparationen	statt	199,00 €	nur	189,05 €	Art.-Nr. 56-3000-050
250 Präparationen	statt	799,00 €	nur	759,05 €	Art.-Nr. 56-3000-250
4x 250 Präparationen	statt	3.035,00 €	nur	2.883,25 €	Art.-Nr. 56-3000-1000

my-Budget Plant RNA Kit

Zur Isolierung von Gesamt-RNA aus frischem oder gefrorenem Pflanzenmaterial.

50 Präparationen	statt	219,00 €	nur	208,05 €	Art.-Nr. 56-4000-050
250 Präparationen	statt	879,00 €	nur	835,05 €	Art.-Nr. 56-4000-250
4x 250 Präparationen	statt	3.340,00 €	nur	3.173,00 €	Art.-Nr. 56-4000-1000

my-Budget Blood RNA Mini Kit

Zur Isolierung von Gesamt-RNA aus bis zu 1 ml Vollblut.

50 Präparationen	statt	179,00 €	nur	170,05 €	Art.-Nr. 56-5000-050
250 Präparationen	statt	739,00 €	nur	702,05 €	Art.-Nr. 56-5000-250
4x 250 Präparationen	statt	2.805,00 €	nur	2.664,75 €	Art.-Nr. 56-5000-1000

my-Budget RNAmagic

Für die schnelle und einfache Extraktion von Gesamt-RNA aus Geweben, Zellen, Bakterien, Pflanzen und vielen weiteren Ausgangsmaterialien.

1 x 100 ml	statt	125,00 €	nur	112,50 €	Art.-Nr. 56-1000-100
5 x 100 ml	statt	535,00 €	nur	481,50 €	Art.-Nr. 56-1000-500
10 x 100 ml	statt	1.015,00 €	nur	862,75 €	Art.-Nr. 56-1000-1000



Qualität von

Bio-Budget
Technologies GmbH

DNA-Isolierungskits:

- Einfache Handhabung mit Silika-Zentrifugationssäulen
- Isolierte DNA sofort einsatzbereit für alle Nachfolgeanwendungen
- Hohe Chargenstabilität für gleichbleibend gute Ergebnisse
- Hohe Ausbeuten auch bei schwierigen Ausgangsmaterialien

my-Budget DNA Mini Kit

Für Gewebeproben, Mäuseschwänze, Paraffinproben, Wangenabstriche und Zellkulturen.

50 Präparationen	statt 119,00 €	nur 113,05 €	Art.-Nr. 55-5000-050
250 Präparationen	statt 479,00 €	nur 455,05 €	Art.-Nr. 55-5000-250
4x 250 Präparationen	statt 1.820,00 €	nur 1.729,00 €	Art.-Nr. 55-5000-1000

my-Budget DNA/RNA Mini Kit

Parallele Isolierung von genomischer DNA und Total-RNA aus nur einer Probe.

50 Präparationen	statt 199,00 €	nur 189,05 €	Art.-Nr. 55-5100-050
250 Präparationen	statt 799,00 €	nur 759,05 €	Art.-Nr. 55-5100-250
4x 250 Präparationen	statt 3.035,00 €	nur 2.883,25 €	Art.-Nr. 55-5100-1000

my-Budget Speichel DNA Kit

Hochreine DNA aus Wangenabstrichtupfern und Speichelproben.

50 Präparationen	statt 199,00 €	nur 189,05 €	Art.-Nr. 55-5500-050
250 Präparationen	statt 749,00 €	nur 711,55 €	Art.-Nr. 55-5500-250
4x 250 Präparationen	statt 2.845,00 €	nur 2.702,75 €	Art.-Nr. 55-5500-1000

my-Budget Blood DNA Mini Kit

Reproduzierbare Isolierungen aus bis zu 400 µl Vollblut.

50 Präparationen	statt 109,00 €	nur 103,55 €	Art.-Nr. 55-6000-050
250 Präparationen	statt 419,00 €	nur 398,05 €	Art.-Nr. 55-6000-250
4x 250 Präparationen	statt 1.590,00 €	nur 1.510,50 €	Art.-Nr. 55-6000-1000

my-Budget Plant DNA Kit

Für frisches, gefrorenes oder getrocknetes Pflanzenmaterial.

50 Präparationen	statt 129,00 €	nur 122,55 €	Art.-Nr. 55-9000-050
250 Präparationen	statt 499,00 €	nur 474,05 €	Art.-Nr. 55-9000-250
4x 250 Präparationen	statt 1.895,00 €	nur 1.800,25 €	Art.-Nr. 55-9000-1000

my-Budget Forensic Kit

Isolierung kleinster DNA-Mengen aus unterschiedlichsten Proben.

50 Präparationen	statt 139,00 €	nur 132,05 €	Art.-Nr. 55-7000-050
250 Präparationen	statt 549,00 €	nur 521,55 €	Art.-Nr. 55-7000-250
4x 250 Präparationen	statt 2.085,00 €	nur 1.980,75 €	Art.-Nr. 55-7000-1000

my-Budget Bacteria DNA Kit

Aufarbeitung von bis zu 10⁹ gram-pos oder gram-neg Bakterienzellen.

50 Präparationen	statt 129,00 €	nur 122,55 €	Art.-Nr. 55-7500-050
250 Präparationen	statt 499,00 €	nur 474,05 €	Art.-Nr. 55-7500-250
4x 250 Präparationen	statt 1.895,00 €	nur 1.800,25 €	Art.-Nr. 55-7500-1000

my-Budget Double Pure Kit

Gelextraktion und PCR-Aufreinigung mit nur einem Kit. Extrem kurzes Isolierungsprotokoll für PCR-Produkte. Ideal für Aufkonzentrierungen (nur 10 µl Elutionsvolumen).

50 Präparationen	statt 69,00 €	nur 65,55 €	Art.-Nr. 55-3000-050
250 Präparationen	statt 269,00 €	nur 255,55 €	Art.-Nr. 55-3000-250
4x 250 Präparationen	statt 1.020,00 €	nur 969,00 €	Art.-Nr. 55-3000-1000

DNA-Isolierung

Qualität von

Bio-Budget
Technologies GmbH

Bead Ruptor 24 Elite:

- 3D-Homogenisator für extrem effizienten Zellaufschluss
- Sehr breiter Arbeitsbereich zwischen 0,8 und 8 m/s
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten, programmierbar
- Wechselbare Probenhalter aus Metall für Volumina von 0,25 ml bis 50 ml

Bead Ruptor 24 Elite

3D-Kugelmühle für bis zu 96 Proben. Einfache Touch Screen-Bedienung.

statt 9.250,00 € nur 8.787,50 € Art.-Nr. 70-1-19-040E
(Preis ohne Probenhalter)

2 ml Carriage Kit

Probenhalter für 24 x 0,5 ml- oder 2,0 ml-Schraubdeckelgefäße, Fingerplatte und Feststellung.

statt 1.495,00 € nur 1.420,25 € Art.-Nr. 70-2-19-010-310

1,5 ml Carriage Kit

Probenhalter für 24 x 1,5 ml- oder 2,0 ml-Safelock-Gefäße (Eppendorf), Fingerplatte und Feststellung.

statt 1.495,00 € nur 1.420,25 € Art.-Nr. 70-2-19-010-3105



DNA-Handling

Qualität von

Bio-Budget
Technologies GmbH

Wangenabstrichtupfer:

- Sehr hohe DNA-Ausbeuten von bis zu 5 µg/Tupfer
- Spezielle Tupfer-Oberfläche für hohe Probenaufnahme
- Optimierte Probenrückgewinnung
- Einfache Handhabung, Ethylenoxid-behandelt, steril verpackt

my-Budget Wangenabstrichtupfer

Einfache und schnelle DNA-Gewinnung ohne Blutproben.

100 Stück (inkl. 5 ml -Tubes, einzeln verpackt)	160,00 €	Art.-Nr. 57-BS-01-100
100 Stück (inkl. 2 ml -Tubes mit Spezialdeckeln, einzeln verpackt)	189,00 €	Art.-Nr. 57-BS-02-100
250 Stück (einzeln verpackt)	359,00 €	Art.-Nr. 57-BS-03-250
500 Stück (zu zweit verpackt)	550,00 €	Art.-Nr. 57-BS-04-500
600 Stück (zu dritt verpackt)	590,00 €	Art.-Nr. 57-BS-05-600

my-Budget Mini Wangenabstrichtupfer

Extra kleiner Tupferkopf, ideal für Mäuse und andere Kleintiere.

100 Stück (inkl. 5 ml -Tubes, einzeln verpackt)	160,00 €	Art.-Nr. 57-MS-01-100
250 Stück (einzeln verpackt)	359,00 €	Art.-Nr. 57-MS-02-250
500 Stück (zu zweit verpackt)	550,00 €	Art.-Nr. 57-MS-03-500
600 Stück (zu dritt verpackt)	590,00 €	Art.-Nr. 57-MS-04-600



Qualität von

Bio-Budget
Technologies GmbH

GeneFix™ Saliva Collectors:

- Einfache Gewinnung von Speichelproben als Alternative zu Blutentnahmen
- Sofortige Langzeit-DNA-Stabilisierung in Puffer
- Sichere und kontaminationsfreie Handhabung und Transport

GeneFix™ Saliva Collectors

Stabile Schraubdeckelgefäße mit vorabgefülltem Stabilisierungspuffer und auslaufsicherem Trichter.

12 Stück (1 ml Stabilisierungspuffer)	nur 185,00 €	Art.-Nr. 57-5100-12
50 Stück (1 ml Stabilisierungspuffer)	nur 670,00 €	Art.-Nr. 57-5100-50
12 Stück (2 ml Stabilisierungspuffer)	nur 185,00 €	Art.-Nr. 57-5200-12
50 Stück (2 ml Stabilisierungspuffer)	nur 670,00 €	Art.-Nr. 57-5200-50



01-2019
gültig bis 30. Apr. 2019

Bio-Budget 
Technologies GmbH

Für Ihr Labor – das ganze Spektrum!

Bio-Budget Technologies GmbH
Dießemer Bruch 150
47805 Krefeld

Telefon: 02151 - 65 20 830

Telefax: 02151 - 65 20 835

E-Mail: info@bio-budget.com

Web: www.bio-budget.com

Facebook: www.facebook.com/Biobudget.de

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Ab 250,- € Nettoauftragswert übernehmen wir für Sie die Verpackungs- und Frachtkosten. Unsere AGB finden Sie unter: www.bio-budget.com.

